



## DR. GOOS röntgen pozicionálók Tisztítási és tárolási javaslat

- Előnyei:**
- poliuretán-borítás, mely gyengéd a bőrhöz
  - nagyon edzett külső borítás
- Röntgen alkalmazás:**
- tökéletes képek 70 – 140 kV-ig
  - standard röntgen szín a sárga
- Tisztítás:**
- törlés nedves ronggyal
  - fertőtlenítés kereskedelmi fertőtlenítővel
  - sterilizálás 70°C-ig
- Figyelem:**
- az anyag nedvesség álló, de nem teljesen vízálló. Kérjük, kerülje a tartósan párás helyen való tárolást a termék meghosszabbított élettartalma érdekében.

### Gyártó: Dr. Goos-Suprema GmbH

D-69126 Heidelberg, Brechtelstraße 29

Telefon: 0049/6221/337179, Fax: 0049/6221/372166

e-mail: [Goosuprema@aol.com](mailto:Goosuprema@aol.com), Internet: [www.drgoos-suprema.de](http://www.drgoos-suprema.de)

## CE tanúsítás

Az egészségügyi dolgozók és a páciensek számára készült röntgen védőruhánk CE minőségbiztosítással rendelkezik és megfelel az IEC 61331-3: 2002 (DIN EN 61331-3. 2002) előírásoknak, valamint az EC 89/686/EWG számú 11A cikk irányelv követelményeinek.

**Az igazolás tulajdonosa:** Dr. Goos-Suprema GmbH  
Brechtelstr. 29.  
69126 Heidelberg  
Deutschland

Ez az ECE tanúsítás megerősíti, hogy az igazolás tulajdonosa rendszeresítette a szükséges előírásokat, amelyek garantálják a termékek CE minősítését és az ide vonatkozó előírások alapvető követelményeinek való megfelelését.

**Termékek:** röntgen diagnosztika részére gyártott védőruha,  
röntgen védőkötény,  
gonádvédő, Petefészek-védő, pajzsmirigy-védő  
valamint további röntgen felszerelések.

A minőségbiztosítás garantálja, hogy a gyártás folyamata ellenőrzött és megfelel a 89/686/EWG-11A cikk irányelveinek. A minőségbiztosítási rendszerünket a TÜV Products Service működteti (0123).

Jelentés szám: 70066561

DAte: 2004.06.08